

LNR Peste Porcine Classique, Peste Porcine Africaine, Maladie d'Aujeszky

Les prélèvements pour expertise sont à envoyer à l'adresse suivante :

Anses Ploufragan - Unité Virologie Immunologie Porcines – 41 Rue de Beaucemaine - BP 53 - 22440 PLOUFRAGAN

Pour un meilleur service, il est indispensable de **prévenir** le LNR avant tout envoi. Prévenir par téléphone une des personnes suivantes : **Marie-Frédérique LEPOTIER** 02 96 01 62 90 ou **Olivier BOURRY** 02 96 01 01 39 ou **Virginie LOISELIER** au 02 96 01 64 38 ou par mail : uvip@anses.fr

➤ En cas de **suspicion clinique** :

Peste Porcine : se reporter aux consignes de la note de service DGAI/SDSPA/2019-41 du 17/01/2019 : « Surveillance événementielle et gestion des suspicions cliniques de pestes porcines en élevages de suidés » pour les prélèvements à effectuer et les commémoratifs plus détaillés.

Maladie d'Aujeszky : se reporter aux consignes de la note de service DGAL/SDSPA/N2013-8011 du 15 janvier 2013 pour les prélèvements à effectuer ; la fiche de commémoratifs ci-dessous doit être utilisée.

➤ En cas de contrôles sérologiques ou virologiques de 2^{ème} intention : Il est indispensable que les prélèvements soient accompagnés des commémoratifs : **utiliser le document de l'Anses ci-dessous.**

Pour la **Peste Porcine Classique**, les analyses de neutralisation virale sont démarrées le vendredi, avec résultat le lundi suivant. Pour une prise en charge rapide, les prélèvements doivent donc arriver le jeudi après-midi au plus tard. Merci de tenir compte de ce planning pour les envois.

Conditions d'acheminement des prélèvements :

Les sérums pour analyse sérologique doivent être centrifugés et peuvent être transportés à température ambiante. Pour les analyses virologiques, les prélèvements doivent être transportés sous froid (froid positif pour les échantillons frais et sous carboglace pour les échantillons congelés), être emballés et identifiés individuellement (un flacon par prélèvement et par animal).

Pour le diagnostic des pestes porcines, l'envoi des prélèvements (PCR positive) pour confirmation doit être réalisé par un transporteur agréé et dans un emballage conforme pour le transport des matières biologiques infectieuses de type ONU 3373.

Quantités recommandées pour les analyses :

Sérologie : neutralisation virale / ELISA : 200 µl
Virologie : 1 g d'organe ou 1 ml de sang

Conditions d'acceptation des prélèvements pour analyse :

Respect des conditions d'acheminement (températures) lors du transport et des quantités minimales nécessaires aux analyses.

Destinataire : Anses Ploufragan
 Unité Virologie Immunologie Porcines
 Laboratoire National de Référence
 pour Les Pestes Porcines & Maladie d'Aujeszky
 41 rue de Beaucemaine - BP 53 - 22440 PLOUFRAGAN

Transmission de sérums de suidés pour sérologie : Peste Porcine Classique Maladie d'Aujeszky
 Peste Porcine Africaine

Laboratoire expéditeur :

Interlocuteur laboratoire : Nom : Tel :

Email : @

Merci de remplir avec soin les commémoratifs ci-dessous et d'informer à l'avance le LNR de tout envoi :

Tel : 02 96 01 64 38 ou mail : uvip@anses.fr

Ne pas faire d'expédition le vendredi

Nom Kit **ELISA** utilisé : N° de lot : Date de péremption : ____ / ____ / ____

Valeur des témoins du kit (T+, T-) : :

Prélèvement(s) (n° dossier & nature)	N° de l'animal	Adresse de l'élevage d'origine ou de l'abattoir (+ville +département)	Type d'animal (charcutier, repro.,...)	DO	% inhibition	Conclusion échantillon (+ / - / dtx)

Utiliser une feuille par plaque

Date d'envoi : ____ / ____ / ____ Nom et Signature :

Destinataire : Anses Ploufragan
Unité Virologie Immunologie Porcines
Laboratoire National de Référence
pour Les Pestes Porcines & Maladie d'Aujeszky
 41 rue de Beaucemaine - BP 53 - 22440 PLOUFRAGAN

Transmission d'échantillons pour Virologie : **Peste Porcine Classique** **Maladie d'Aujeszky**
 Peste Porcine Africaine

Laboratoire expéditeur :

Interlocuteur laboratoire : Nom : Tel :

Email : @

Merci de remplir avec soin les commémoratifs ci-dessous et d'informer à l'avance le LNR de tout envoi :

Tel : 02 96 01 64 38 ou mail : uvip@anses.fr

Ne pas faire d'expédition le vendredi

Nom Kit **PCR** utilisé : N° de lot : Date de péremption : ____ / ____ / ____

Valeur des témoins du kit :

Prélèvement(s) (n° dossier & nature)	N° de l'animal ou n° SAGIR	Identification du propriétaire, adresse de l'élevage d'origine ou de l'abattoir ou de la zone de prélèvement (sangliers)	Espèce animale ou type d'animal (charcutier, repro,...)	Ct gène cible	Ct gène non cible	Conclusion échantillon (détecté/non détecté) + Pour Aujeszky : résultat rage (négatif */en cours)

Utiliser une feuille par analyse

** joindre une copie du résultat*

Date d'envoi : ____ / ____ / ____ Nom et Signature :